

Krycí destička vývodu WELLAND SUPLA Byla vyvinuta speciálně jako ochrana po irigaci (výplach střeva).

Používá se také při krátkém překrytí stomie, při koupání v bazénu. Teplota vody na krycí destičku nemá vliv. Možno použít i v sauně. Použití: odstraňte ochranný papír z destičky a přelepte vývod.

Destička stomická WELLAND SUPLA 10x9 cm, 20 ks v balení
kód VZP 0130018
Destička stomická WELLAND SUPLA 7,5x7,5 cm, 20 ks v balení
kód VZP 0130017



Přídržný stomický pásek WELLAND Představuje bezpečné řešení pro osoby, které vyžadují doplňkové zabezpečení sáčků.

Řada nabízených velikostí kroužků s neklouzavou pěnovou zadní částí poskytuje připevnění odpovídající individuálním potřebám. Přídržný pásek z pružného materiálu s nastavitelným zapínáním suchým zipem Velcro zajišťuje příjemné nastavení a použití. Další typ pásků bez pěnového přitlačného kroužku pouze k sáčkům Active Convexity, Curvex a k podložkám dvoudílného systému. Použití: pásek upevníme pomocí suchých zipů kolem pasu

Pásek stomický WELLAND s přitlačnou podložkou
kód VZP 0130012, 0130013, 0130014
Pásek stomický WELLAND k sáčkům Active Convexity, Curvex
a k dvoudílnému systému kód VZP 0169039 a 0169040

Výrobce - Welland Medical

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:
J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.
Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany
tel/fax: 371 727 305, zelená linka: 800 100 644
e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz
Navštivte stránky www.ja-zdravotnickepotreby.cz

DOPLŇKY WELLAND

Pásky a přídržné prostředky: maximálně 2 ks ročně, nejvýše do 600,-Kč/2ks, revizní lékař

Název výrobku	velikost	kód VZP	ks/bal.	úhrada VZP
PÁSEK STOMICKÝ WELLAND s podložkou 83 mm: XBLT082, XBLT182 92 mm: XBLT092, XBLT192 98 mm: XBLT098, XBLT198	72-102 cm standard	0130012	1	191,80
	100-160 cm max	0130013		
		0130014		
PÁSEK STOMICKÝ WELLAND XBLTS01, XBLTL01 pouze k sáčkům ACTIVE CONVEXITY, CURVEX a dvoudílný systém	120 cm	0169039	1	126,10
	145 cm	0169040		126,10

Prostředky pro odstranění stomické podložky: 300,-Kč/1 měsíc

ODSTRAŇOVAC LĚPU WELLAND Remover spray, WAS040	Snadné odstranění podložky z pokožky	0130022	1	300,-
---	---	---------	---	-------

Prostředky ochranné: 1.000,-Kč/1 měsíc

APLIKÁTOR NA KŮŽI WELLAND WBF® roušky, WBF050	Pro lepší přilnavost podložek	0130020	50	313,70
Film WELLAND barierový ve spreji, WBS050	Bez alkoholu, chrání pokožku	0170046	1	335,62
Krém WELLAND barierový zklidňující tuba 100g, WBC100	Pokožku zvlhčuje, zklidňuje a napomáhá k jejímu hojení	0170045	1	260,51
Pudr WELLAND zásypový tuba 25g, WPP025	Ochrana porušené a mokvající pokožky	0170044	1	221,37

Prostředky čistící: 350,-Kč/1 měsíc

ODSTRAŇOVAC LĚPU WELLAND Remover roušky WAD050	Snadné odstranění lepidla filmu z pokožky	0130021	50	282,60
--	--	---------	----	--------

Prostředky vyplňovací a vyrovnávací: 100% úhrada

KROUŽEK WELLAND těsnící malý, HWA300 těsnící velký, HWA350	50 mm	0130015	20	1 173,70
	100 mm	0130016	5	720,30
DESTIČKA STOMICKÁ WELLAND SUPLA adhesivní okraj, PLA100 adhesivní okraj, PLA075	100x90 mm krytí stomie	0130018	20	640,-
	75x75 mm krytí stomie	0130017	20	320,-
PŮLKROUŽKY WELLAND HYDROFRAME® XWAFH33 PŮLKROUŽKY WELLAND HYDROFRAME® MINI XWAFM33	Vyrovnávací	0130023	20	1 226,70
	Vyrovnávací	0082608	30	730,-
Pasta WELLAND bez alkoholu tuba 100g, WSP100	Vyrovnání kožních nerovností	0170043	1	560,95



OCHRANA A PÉČE se širokou řadou doplňků pro stomiky



Zlepšovatelé v péči o stomie

ŘADA DOPLŇKŮ SLOUŽÍCÍ K OČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ OKOLÍ STOMIE A K PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI POMŮCEK



Odstraňovač lepu
WELLAND Remover
nedráždivý, ve spreji nebo v rouškách

**Snadno odstraňuje podložku z pokožky,
je hypoalergenní, nevysušuje kůži.**

Použití: při snímání přilepené pomůcky nastříkejte sprej nebo použijte roušku s roztokem v místě odlepování od těla. Po sejmutí pomůcky očistěte okolí stomie rouškou.

Odstraňovač lepu WELLAND Remover sprej balení 1 ks
kód VZP 0130022
Odstraňovač lepu WELLAND Remover roušky
balení po 50 ks
kód VZP 0130021

Aplikátor na kůži WELLAND WBF® v rouškách
Film WELLAND barierový ve spreji

Díky silikonové bázi obsažené ve vlhčených rouškách nebo ve spreji slouží k lepší přilnavosti pomůcek a jako ochranná vrstva při opakovaném používání stomických pomůcek.

Nezpůsobuje pálení ani podráždění. Perfektní použití na pokožce při inkontinenci, vhodné jako doplňková ochrana k urinálním kondomům.

Použití: potřete očistěnou pokožku, kterou chcete chránit, rouškou s roztokem nebo nastříkejte slabou vrstvu filmu, nechte krátce zaschnout a přiložte pomůcku.

Aplikátor na kůži WELLAND WBF® v balení po 50 ks
kód VZP 0130020
Film WELLAND barierový ve spreji 50 ml
kód VZP 0170046



Pasta WELLAND
je hypoalergenní, neobsahuje alkohol

Pasta je určená k vyrovnání kožních nerovností kolem vývodu. Brání podtékání, které může vést k podráždění nebo poškození pokožky, zvyšuje přilnavost pomůcky. Použití: z tuby vytlačíte potřebné množství pasty a navlhčenými prsty rozetřete v okolí stomie tak, aby pasta vytvořila rovný povrch pro připevnění stomického sáčku. Pasta může být odstraněna spolu se sáčkem pomocí odstraňovače lepu.

Pasta WELLAND bez alkoholu ve stlačitelné tubě 100 gr
kód VZP 0170043

Pudr WELLAND zásypový
Pomůcka je určena pro ochranu porušené a mokvajících pokožky.

Absorbuje vlhkost a vytváří lepkavý gel, který umožní lepší přilnutí sáčku ke kůži. Mimo jiné obsahuje pektin a Aloe Vera, tím podporuje hojení kůže. Použití: stlačením plastové nádoby rozprašte potřebné množství pudru na umytou a osušenou pokožku v okolí stomie. Přebytný pudr setřete a přilepte sáček.

Pudr WELLAND zásypový 25 gr
kód VZP 0170044



Krém WELLAND barierový zklidňující
Pokožku zvlhčuje, zklidňuje a napomáhá k jejímu hojení.

Ochranný krém na vodní bázi je určen pro ochranu před agresivními tělesnými tekutinami a lepivými materiály. Použití: slabou vrstvu krému nanese na pokožku, kterou chceme chránit, rozetřeme, necháme dle potřeby vstřebat a aplikujeme pomůcku.

Krém WELLAND barierový zklidňující ve 100 gr stlačitelné tubě
kód VZP 0170045



Půlkroužky WELLAND HYDROFRAME®
Příjemný způsob zabezpečení sáčku rozšířením lepicího okraje sáčku nebo podložky.

Půlkroužky jsou vyrobeny ze 100 % hydrokoloidu, který je šetrný vůči pokožce. Pomocí půlkroužků výrazně zvýšíte životnost pomůcky. Ideální též pro pacienty fyzicky aktivní, sportující. Půlkroužky mají uplatnění i v jiných lékařských oblastech: exsudativní rány, jako jsou například píštěle, vředy, popáleniny, proleženiny, akutní dermatosa nebo puchýře. Možné též použít okolo otevřených ran, okolo chirurgických drénů a cévek.

Použití: sejměte ochranný papír a pomůcku přilepte na požadované místo. Pokud půlkroužky nalepíte přes okraj již nalepené podložky, dosáhnete rozšíření lepicí plochy.

Půlkroužky WELLAND Hydroframe® v balení po 20 ks kód VZP 0130023
Půlkroužky WELLAND Hydroframe® malé balení po 30 ks kód VZP 0082608

Těsnící stomické kroužky WELLAND
Jsou ideální pro oblasti vývodů s prasklinami a jizvami, které potřebují vyrovnat.

Zabraňují podtékání a zabezpečují utěsnění. Použití též pro hrudní hadičky, chirurgické drenáže a drény. Vhodné též ke snížení rizika vzniku otláčenin, pro podrážděnou a odřenou pokožku. Použití: sejměte ochranný papír, pomůcku dle potřeby upravte nůžkami a nalepte na požadované místo

Kroužek WELLAND těsnící malý, velikost 5 cm, v balení 20 ks
kód VZP 0130015
Kroužek WELLAND těsnící velký, velikost 10 cm, v balení 5 ks
kód VZP 0130016



Welland
Medical