

WELLAND MEDICAL

Sáčky Convex



PPR-INS-X04/02

Návod k použití

Při volbě tohoto produktu se řiďte doporučeními odborníka.

Volba správné velikosti

Pokud si nejste jistí velikostí Vašeho vývodu, použijte přiložený měřicí kalibr (obr.1).



obrázek 1

Položte měřicí kalibr na Váš vývod takovým způsobem, aby dobře přiléhala a odečtete naměřený rozměr. Okolo Vašeho vývodu by měly zůstat ještě přibližně 1-2 mm volného prostoru.

Postupem času se může tvar a velikost Vašeho vývodu měnit, proto je nutné provádět pravidelná měření, aby byl Váš sáček vždy pevně usazen a aby neprosakoval.

Příprava pokožky

Omyjte pokožku okolo Vašeho vývodu teplou vodou a neparfémovaným mýdlem.

Pokožku důkladně osušte, aby došlo k dokonalému přilepení sáčku. Vlhká pokožka může vést ke špatnému utěsnění a případnému prosakování.

Vysoušení však neprovádějte příliš silně, jelikož by mohlo dojít k podráždění pokožky a vzniku bolavých míst.

Pokud používáte ochranný krém nebo ošetřující kapesníčky (např. WBFTM), nanášejte je na okolní pokožku opatrně.

Přípevnění sáčku

Zastříhnete lepicí okraj na správnou velikost (pokud je třeba), aby došlo k zajištění správného usazení sáčku. Buďte opatrní, aby nedošlo k přestřihnutí přes značku maxima. Mohlo by dojít k průsaku sáčku.



obrázek 2

Odstraňte z okraje ochrannou fólii.

Umístěte Váš sáček ke spodnímu okraji Vašeho vývodu a přitiskněte sáček směrem nahoru, dokud nedojde ke správnému a bezpečnému usazení sáčku (obr.2).



obrázek 3

Pokud je používán upínací systém, pak po připevnění sáčku přetáhněte kroužek upínacího pásku přes sáček, dokud nedojde k jeho příjemnému usazení mezi sáčkem a lepicím okrajem (obr.3).



obrázek 4

Poté k uzavření sáčku přehněte okraj suchého zipu.

Otevření a vyprázdnění sáčku

K otevření sáčku rozepněte suchý zip (obr.4).



obrázek 5

Začněte opatrně rozvíňovat srolovaný vývod, a to téměř až do koncové pozice. Spodní část poté pevně přidržte rukou (obr.5).

Zatáhněte opatrně za poutko na spodním konci výpusti, čímž dojde k jejímu otevření (obr.6).



obrázek 6

Vypusťte obsah do toalety nebo vhodné nádoby. Spodní vnitřní část výpusti vyčistěte toaletním papírem nebo jemným hadrem (obr.7).



obrázek 7

Uzavření sáčku

Výpust' zaviňte směrem nahoru k suchému zipu. Suchý zip překlopte dolů a sáček uzavřete (obr.8).



obrázek 8

Další uzávěry výpusti

Svorka

Přiložte vnitřní rameno svorky na konec výpusti a přeložte konec výpusti přes rameno svorky. Překontrolujte, zda-li se nevyskytují malé záhyby. Na svorku pevně zatlačte, dokud nedojde k zaklapnutí uzávěru (obr.9).



obrázek 9

SVORKY LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ

Drátová spona s měkkými konci

Odstraňte z lepicích ploch ochranný papír. Přiložte drátovou sponu na spodní konec výpusti a pevně ji přitiskněte, aby došlo k dobrému přilnutí. Drátovou sponu třikrát otočte kolem dokola a k upevnění ji přehněte směrem dovnitř. K otevření a vyprázdnění sáčku postup opakujte v opačném pořadí. Spodní vnitřní část výpusti vyčistěte toaletním papírem nebo jemným hadrem (obr.7).

DRÁTOVÉ SPONY LZE POUŽÍT POUZE JEDNOU

Vyprázdnění sáčku Convex

Otevřete zcela uzávěr a obsah vypusťte do toalety nebo vhodné nádoby. Výpust' důkladně vyčistěte.

Odstranění kolostomického/ileostomického sáčku Convex

Lepicí hydrokoloidní okraj pomalu stáhněte směrem dolů, dokud nedojde k úplnému odstranění sáčku.

Zlikvidování sáčku Convex

Sáček vyprázdňte do toalety a poté jej zlikvidujte jako domovní odpad.

Nepokoušejte se sáček spálit, jelikož by mohlo dojít ke vzniku jedovatých plynů.

Další rady

Použití krytek filtru

Krytky filtru slouží k tomu, aby nedocházelo k úniku plynu ze sáčku. Malé množství plynu může zabránit „pevnému usazení“ stolice nahoře v sáčku, což občas způsobuje prosakování.

Krytky filtru zabraňují vniknutí vody do filtru a mohou tak být použity při koupání, sprchování nebo plavání.

Příložen: Sejměte krytku filtru z voskového papíru a přiložte ji vpředu na sáčku přes otvor filtru.