

WELLAND MEDICAL

Sáčky Curvex®



PPR-INS-X04/02

Návod k použití

Před použitím prosím návod důkladně přečtěte.

Volba správné velikosti

Pokud si nejste jistí velikostí Vašeho vývodu, použijte příložený měřicí kalibr (obr.1)



obrázek 1

Průměr vývodu měřte společně s přiléhající oblastí (zjizvená tkáň, rýhy, prohlubně apod.). Tímto způsobem zjistíte, jakou velikost podložky budete potřebovat: 25 mm, 32 mm nebo 43 mm (obr.2)



obrázek 2

Příprava pokožky

Omyjte pokožku okolo Vašeho vývodu teplou vodou a neparfémovaným mýdlem.

Pokožku důkladně osušte, aby došlo k dokonalému přilepení sáčku. Vlhká pokožka může vést ke špatnému utěsnění a případnému prosakování.

Vysoušení však neprovádějte příliš silně, jelikož by mohlo dojít k podráždění pokožky a vzniku bolavých míst.

Pokud používáte ochranný krém nebo ošetřující kapesníčky (např. WMF™), nanášejte je na okolní pokožku opatrně.

Příložení sáčku

Pomocí malého poutka sejměte z okraje ochranný papír.



obrázek 3

K zajištění dobrého usazení okraj v jeho polovině ohněte směrem od těla a umístěte otvor v okraji okolo spodní části Vašeho vývodu (obr.3).

Aby došlo ke zvýšení lepící schopnosti hydrokoloidní lepící plochy a zajištění bezpečného utěsnění, přidržte okraj několik sekund v dlaních, čímž dojde k zahřátí lepící plochy.

Příložte okraj zcela okolo Vašeho vývodu a dbejte na důkladné utěsnění. Za tímto účelem přejeďte prsty okolo vnější části okraje a ujistěte se, že okraj přiléhá napevno.

Odstranění sáčku

Jednou rukou přidržte okolní pokožku a pomocí poutka na horní straně okraje sáček směrem dolů opatrně sejměte z pokožky.

Vyčištění výpusti s integrovaným uzávěrem

Otevření a vyprázdnění sáčku



K otevření sáčku rozepněte suchý zip (obr.4).



Rozvíňte výpusť téměř až ke koncové části. Spodní část přidržíte rukou (obr.5).

Zatáhněte opatrně za poutko na konci výpusti. Tím dojde k otevření sáčku a vypuštění jeho obsahu do toalety (nebo lahve). Výpustní konec vyčistěte jemným hadrem nebo papírem (obr.6).



obrázek 6

Uzavření sáčku

Výpusť zaviňte směrem nahoru k suchému zipu.



obrázek 7

Suchý zip překlopte dolů a sáček uzavřete (obr.7).

Další uzávěry výpusti

SVORKA

Přiložte vnitřní rameno svorky na konec sáčku. Přeložte konec sáčku nahladko přes rameno svorky. Na svorku pevně zatlačte, dokud nedojde k zaklapnutí uzávěru (obr.8).



obrázek 8

SVORKY LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ

Drátová spona s měkkými konci

Odstraňte z lepícího pásku ochranný papír. Přiložte drátovou sponu přes konec sáčku a pevně ji přitiskněte, aby došlo k dobrému přilnutí.

Drátovou sponu třikrát otočte kolem dokola a k upevnění přehněte konec směrem dovnitř.

DRÁTOVÉ SPONY LZE POUŽÍT POUZE JEDNOU

Krytky filtru

Krytky filtru se pokládají přes filtr sáčku a jsou používány při koupání nebo plavání resp. ke kontrole plynu unikajícího ze sáčku.

Sejměte krytku filtru z voskového papíru a přiložte ji vpředu na sáčku přes filtr.

Urostomické sáčky

Vyprázdnění sáčku

Otevření:

K vypuštění sáčku nasměrujte měkký kohoutek kolmo nahoru, aby nedošlo k úniku moči. Stiskněte kohoutek pevně pod rýhami a opatrně vyjměte zátku (obr.9).



obrázek 9

Vyprázdnění:

Nasměrujte vývod do toalety (nebo lahve). Pokud je to nutné, může být průtok regulován lehkým stisknutím kohoutku. Udržujte zátku mimo proud moči, aby nedošlo k jejímu znečištění.

Uzavření:

K uzavření sáčku nasměrujte kohoutek kolmo nahoru a nasadte zpět zátku.