

Větší svoboda ve Vašem životě

Při výměně sáčku mimo domov je problémem najít vhodné místo k jeho likvidaci.

Flair Active® Xtra nabízí:

- rychlé připevnění a rychlé odstranění sáčku
- design usnadňující uchopení a odlepení sáčku
- zkrácení doby výměny sáčku na toaletě
- snížení zápachu v okamžiku výměny sáčku
- zvýšení Vaší svobody – sáček je splachovatelný v jakémkoliv odpadním systému schopném pojmout toaletní papír
- šetrnost vůči životnímu prostředí
- rychlé a snadné zlikvidování sáčku
- maximální kontrola zápachu – filtr **Dual-Carb®** odstraňuje zápach rychle a efektivně

Kód VZP 0082963

balení po 30 kusech

Výrobce - **Welland Medical**

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:

J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

tel/fax: 371 727 305

zelená linka: 800 100 644

e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz

Navštivte stránky **www.ja-zdravotnickepotreby.cz**

Všechny produkty označené® jsou ochranné známky registrované a patřící společnosti CliniMed (Holdings) Limited.



Diskrétní likvidace

Vašeho sáčku

kdekoliv a kdykoliv



Jednoduchéodlep a spláchni!

Měli jste již někdy problém najít vhodné místo ke zlikvidování Vašeho sáčku?
Jak situaci řešíte, pokud jste na večeři nebo na kávě na veřejném místě nebo u přátel?


Flair Active® Xtra představuje průlom v technologii výroby sáčků a umožňuje Vám zlikvidovat sáček diskrétně – kdykoliv a kdekoliv!

Je to rychlé, jednoduché, prosté!

- Výměšky se dostávají do speciální vložky umístěné uvnitř ochranného sáčku
- Vnitřní vložku lze snadno sejmout a spláchnout v jakékoliv toaletě, která je schopná pojmout toaletní papír. Vnější sáček zůstává nadále čistý, aby jej bylo možné zlikvidovat na příhodnějším místě a v lepší okamžik
- Způsob odlepení vnějšího ochranného sáčku je stejný, jako odlepení víčka od jogurtu



- Biologická odbouratelnost vnitřní vložky činí 3-4 týdny



Flair Active® Xtra: vytvořeno pro péči o Vás a o životní prostředí

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jaký vliv má stomický sáček na životní prostředí? Víte, jak dlouho dochází k rozpadu některých umělých hmot v přírodě? Překvapuje Vás informace, že některé umělé hmoty jsou v přírodě odbourávány až 450 let? **Avšak nyní existuje alternativa šetrná vůči životnímu prostředí! Sáček Flair Active® Xtra je zcela biologicky odbouratelný.** V odpadním systému dochází k biologickému odbourání za 3-4 týdny (jako u normálních výkalů) a v půdě nebo na skládce za 3-4 měsíce.

Jednoduché...odlep a spláchni!

Zlikvidování Vašeho sáčku je nyní velmi snadné! Postupujte podle níže uvedených kroků, poté vnitřní vložku zcela sejměte a spláchněte do WC.



1. Ohněte vrchní část sáčku k usnadnění přístupu k úchytu.



2. Pevně stiskněte úchyt a druhou rukou přidržte podložku.



3. Pomocí úchytu začněte pomalu odlepovat vnější sáček od podložky. Jako při odlepování víčka od jogurtu. Na počátku budete muset použít trochu prudší pohyb - škrubnutí



4. Odlepte po celé ploše a sejměte vnější obal



5. Opatrně sejměte podložku a vnitřní vložku sáčku se stolicí. Očistěte lep z podložky např. použitím odstraňovače lepu Welland ve spreji nebo rouškách.



6. Vnitřní vložku sáčku vkládejte do toalety lepicím okrajem směřujícím nahoru, čímž dojde k usnadnění spláchnutí. Vnější sáček můžete zlikvidovat běžným způsobem jako domovní odpad.