


Dual-Carb[®] 2 - vylepšený filtr pro kolostomiky


- Vyšší absorpce zápachu
- Zlepšená deodorizace přináší vyšší diskrétnost

Laserem řezaný filtr

- Umožňuje maximální proudění vzduchu a tím pomáhá snižovat nafukování sáčku
- Průtoková rychlost ukazuje množství plynu, který může proudit porézním materiálem, jehož větší propustnost snižuje nafukování sáčku.




Kapacita deodorizace



Údaje jsou získané z laboratorního testování

Rychlost proudění



Údaje jsou získané z laboratorního testování