



Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba:

J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

tel/fax: 371 727 305, **zelená linka: 800 100 644**

e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz

www.ja-zdravotnickepotreby.cz



Welland Medical Ltd., Hydehurst Lane, Crawley, West Sussex RH10 9AS United Kingdom

Tel: +44 (0) 1293 615455 Fax: +44 (0) 1293 615411 Email: info@wellandmedical.com (A CliniMed® Group Company)

All products marked ®, Welland® and the Welland logo™ are trade marks of CliniMed (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com



PID 2361



CURVEX
flair
ACTIVE®



VLASTNOSTI A VÝHODY



Zlepšovatelé v péči o stomiky

+ VLASTNOSTI A VÝHODY

Ideální pro mírně vpadlé stomie a je vhodný též i pro pacienty s parastomální kýlou.

+ Nový filtr Dual-Carb®/ pro ileostomiky s mikroporézní membránou působí jako bariéra pro tekutiny a tím **snižuje prosakování** přes filtr.




Parastomální kýla
Kýla s vyklenutím okolo stomie.



Tělesné záhyby
Stomie umístěná mezi kožními řasami a břišními nerovnostmi.

+ Měkká a tvarovatelná 3D podložka snižuje poranění kůže a nepohodlí ve srovnání s běžnými produkty.

- 3D okraj se přirozeně formuje okolo tělesných kotur, kožních záhybů a nerovností. Snižuje tak nákladnou spotřebu výplňových past, konvexních podložek a nepohodlných přídržných pásek.
- Tento jemný, unikátně tvarovaný okraj se přizpůsobí všude a zabraňuje vzniku otlaků, modřin a defektů.



+ Osvědčený hydrokoloidní Hyperflex® je šetrný i k té nejcitlivější pokožce. Přírodní složení pomáhá **snižovat podráždění kůže**.

+ Super měkký povrch sáčku poskytuje **výjimečné pohodlí** i během delšího nošení.

+ Přirozené rychleschnoucí vlastnosti sáčku **snižují pocení**.

+ Nový filtr Dual-Carb®2 pro kolostomiky s vylepšeným složením uhlíku pro rychlejší odchod plynů a výrazné **snižování zápachu**.



+ Snadné umístění a nalepení sáčku díky **nahlížecímu okénku**.

+ Ventil se zpětnou klapkou, která udržuje tekutinu v jeho spodní části a tím **snižuje riziko infekce**.

+ Rychlé a jednoduché **vyprázdnění sáčku**. Jemný stisk poddajného kohoutku umožňuje snadnou kontrolu proudění moči.

+ Výpusť sáčku je možné ohnout a **zasunout do poutka** na zadní straně.

+ Nastavitelný a **snadno ovladatelný pásek**, který je vhodný i pro méně zručné. Přídržný pásek z pružného materiálu s nastavitelným zapínáním na suchý zip zajišťuje příjemné nastavení a použití.

+ Mezi podložkou a sáčkem jsou **schovaná integrovaná poutka** na pásek, která poskytují dostatečnou jistotu a zároveň zajišťují pohodlí pro uživatele.

+ Ergonomická a bezproblémová konstrukce výpusné části sáčku umožňuje **snadné a rychlejší vyprázdnění sáčku**.

- Na výpusť má sáček snadno uchopitelné poutko umožňující jednoduché otevření i při problémech se zručností.
- Výpusť sáčku lze díky suchému zipu a snadnému skládání **schovat bezpečně a diskrétně**.