

# Dvoudílný systém

Nová řada Aurum®2 zahrnuje nové a vylepšené funkce 2D systému.

- Šetrný k pokožce. Osvědčený hydrokoloid Hyperflex® s manukovým medem výrazně podporuje a zlepšuje hojení kůže v okolí stomie.
- Bezpečný systém. Vylepšený dvojitý bezpečnostní systém umožňuje upevnění sáčky pomocí lepícího kroužku i přídržného pásku.
- Snadné odstraňování. Úchytka pomáhá k snadnému odstranění sáčky od podložky.



Podložky řady Aurum® 2D je možné kombinovat s veškerými dvoudílnými sáčky příslušné velikosti.



## Jednodílný systém kolostomický (uzavřený)

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
<b>AURUM® Xtra SPLACHOVATELNÝ KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem běžový</b> XMHFL519	19-50 mm	5002484	30
<b>AURUM® KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem běžový</b> , XMHCL513	13-60/80 mm	5002467	30
<b>AURUM® KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem průhledný</b> , XMHCL713	13-60/80 mm	5010623	30
<b>AURUM® KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MIDI s manukovým medem běžový</b> , XMHCM513	13-60/80 mm	5002460	30
<b>AURUM® KOLOSTOMICKÝ SÁČEK MINI s manukovým medem běžový</b> , XMHCS513	13-50/70 mm	5001497	30

## Jednodílný systém ileostomický (výpustný)

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
<b>AURUM® ILEOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem běžový</b> , XMHDL513	13-60/80 mm	5002630	30
<b>AURUM® ILEOSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem průhledný</b> , XMHDL713	13-60/80 mm	5010624	30
<b>AURUM® ILEOSTOMICKÝ SÁČEK MIDI s manukovým medem běžový</b> , XMHDM513	13-60/80 mm	5002631	30
<b>AURUM® ILEOSTOMICKÝ SÁČEK MINI s manukovým medem běžový</b> , XMHDS513	13-50/70 mm	5002633	30

## Dvoudílný systém

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
<b>AURUM® PODLOŽKA 2D s manukovým medem</b> kroužek 55 mm, XMH2F513	13-50 mm	5002985	5
<b>AURUM® CONVEX PODLOŽKA 2D s manukovým medem</b> kroužek 55 mm, XMH2NF513	13-35 mm	5002993	5
<b>AURUM® KOLOSTOMICKÝ SÁČEK 2D s manukovým medem</b> , kroužek 55 mm, XMH2C155	otvor 55 mm	5003006	30

Výrobce - Welland Medical

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba: J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

tel/fax: 371 727 305, zelená linka: 800 100 644

e-mail: info@ja-zdravotnickepotreby.cz

Navštivte stránky [www.ja-zdravotnickepotreby.cz](http://www.ja-zdravotnickepotreby.cz)



Všechny produkty označené® jsou ochranné známky registrované a patří společnosti CliniMed (Holdings) Limited.

**Aurum®**  
s manukovým medem



Manukový med je od nepaměti spojován se životní silou a pevným zdravím.

Napomáhá regulovat záněty, regeneruje buňky, má antibakteriální účinky.

Unikátní manukový med z Nového Zélandu je certifikovaný pro lékařské účely. Díky laboratorně ověřeným léčivým účinkům se řadí k tomu nejlepšímu, co nám příroda může nabídnout.

Seznamte se  
s pomůckami  
řady Aurum®



**Aurum2**  
s manukovým medem



Zlepšovatelé v péči o stomie



## Splachovatelné sáčky



Splachovatelné sáčky Aurum<sup>®</sup> Xtra - kombinace dvou revolučních novinek v jednom unikátním splachovatelném sáčku.

Vnitřní vložka sáčku a podložka jsou splachovatelné v jakémkoliv systému, kde je možné splachovat toaletní papír včetně septiků, extračních systémů např. v letadlech, mobilních toaletách.

### Výhody Aurum<sup>®</sup> Xtra...

- **Šetrný k pokožce**  
Do hydrokoloidní podložky Hyperflex<sup>®</sup> je přidán manukový med, který podporuje hojení kůže v okolí stomie.
- **Manukový med**  
Manukový med pomáhá ničit bakterie, potlačit zánět a stimulovat růst buněk.
- **Svoboda**  
Nikdy nebudete muset řešit likvidaci použitého sáčku. Splachovatelný v domácí toaletě. Úspora času a pohodlné řešení výměny sáčku.
- **Splachovací vložka**  
Vnitřní vložka i podložka mohou být jednoduše spláchnuty. Biologicky se rozloží v každém odpadním systému.
- **Je šetrný k životnímu prostředí**  
Biologicky rozložitelná vnitřní vložka sáčku a podložka dělají sáček Aurum<sup>®</sup> Xtra ekologickým kolostomickým sáčkem.

## Kolostomické sáčky

Uzavřené sáčky nové řady Aurum<sup>®</sup> nabízíme ve velikosti mini, midi a maxi.

- Šetrný hydrokoloid s manukovým medem
- Vylepšený Dual-Carb<sup>®</sup> filtr zabraňuje nafukování, ucpávání a lépe pohlcuje zápach
- Komfort, bezpečnost a jistota díky individuálnímu výběru velikosti sáčku
- Různé možnosti vystřížení oválné podložky sáčku zabraňují jeho případnému podtékání



- Snadné umístění a nalepení sáčku díky nahlížecímu okénku.
- Speciálně upravená horní část podložky umožňuje jednoduché sejmutí sáčku.
- Nový voděodolný potah sáčku. Netkaná textilie sáčku zabraňuje pocení.



## Ileostomické sáčky

Výpustné sáčky nové řady Aurum<sup>®</sup> nabízíme ve velikosti mini, midi a maxi.

- Šetrný hydrokoloid s manukovým medem
- Vylepšený Dual-Carb<sup>®</sup> filtr má novou uhlíkovou strukturu, která poskytuje větší plochu pro průchod vzduchu a pohlcení zápachu. Klíčovým znakem tohoto filtru je membrána, která odpuzuje tekuté a olejové substance a tím zabraňuje prosakování přes filtr
- Komfort, bezpečnost a jistota díky individuálnímu výběru velikosti sáčku
- Různé možnosti vystřížení oválné podložky sáčku zabraňují jeho případnému podtékání



- Snadné umístění a nalepení sáčku díky nahlížecímu okénku.
- Na výpusti má sáček snadno uchopitelné poutko, umožňující jednoduché otevření i při problémech se zručností.
- Nový voděodolný potah sáčku. Netkaná textilie sáčku zabraňuje pocení.

