

## SPLACHOVATELNÉ SÁČKY AURUM® XTRA

Kombinace dvou revolučních novinek v jednom unikátním splachovatelném sáčku.

Vnitřní vložka sáčku a podložka jsou splachovatelné v jakémkoliv systému, kde je možné splachovat toaletní papír včetně septiků, extrakčních systémů např. v letadlech, mobilních toaletách.



Biologicky rozložitelná vnitřní vložka sáčku a podložka dělají sáček Aurum® Xtra ekologickým.



Myslíme na přírodu

### J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.

Výhradní distributor, bezplatná zásilková a poradenská služba v oboru péče o stomie vedená certifikovanou stomasestrou.

Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany

[info@ja-zdravotnickepotreby.cz](mailto:info@ja-zdravotnickepotreby.cz), [www.ja-zdravotnickepotreby.cz](http://www.ja-zdravotnickepotreby.cz)

**Volejte zdarma: 800 100 644**

Všechny vyobrazené produkty jsou registrovaným zdravotnickým prostředkem určeným pacientům se stomií. Jednodílné kolostomické sáčky Aurum® Xtra slouží k zachycování stolice. O vhodnosti použití se vždy poraďte s ošetřujícím lékařem nebo stomickou sestrou. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.



## SPLACHOVATELNÉ SÁČKY AURUM® XTRA S MANUKOVÝM MEDEM

### Výhody Aurum® Xtra...

- **Šetrný k pokožce**  
Do hydrokoloidní podložky Hyperflex je přidán manukový med, který podporuje hojení kůže v okolí stomie.
- **Manukový med**  
Manukový med pomáhá ničit bakterie, potlačit zánět a stimulovat růst buněk.
- **Svoboda**  
Nikdy nebudete muset řešit likvidaci použitého sáčku. Splachovatelný v domácí toaletě. Úspora času a pohodlné řešení výměny sáčku.
- **Splachovací vložka**  
Vnitřní vložka i podložka mohou být jednoduše spláchnuty. Biologicky se rozloží v každém odpadním systému.
- **Je šetrný k životnímu prostředí**  
Biologicky rozložitelná vnitřní vložka sáčku a podložka dělají sáček Aurum® Xtra ekologickým kolostomickým sáčkem.

### Další vlastnosti a výhody...

- **Hyperflexní® hydrokoloid s manukovým medem** je šetrný k pokožce a může pomoci snížit podráždění pokožky.
- **Snímatelná podložka**  
uživatelé se mohou rozhodnout, zda odělit vnitřní vložku i podložku. Tento výběh nabízí větší svobodu při vyhazování sáčku.
- **Nový Dual-Carb® z filtr**  
laserem řezaný filtr pro optimální přenos s cílem zabránit nafukování sáčku, ucpávání a lepší pohlcení zápachu.
- **Easyzpeel® úchytky**  
napomáhá k bezproblémovému odstranění podložky a tím snižuje poranění kůže.
- **Super měkký voděodolný potah sáčku**  
vyjimečný komfort během nošení.
- **Manuál pro vystřížení podložky**  
podložka s naznačenými otvory umožňuje dokonalé vystřížení přesného otvoru na míru Vaší stomie a tím snižuje možnost úniku stolice a tím i následné podráždění pokožky.

Název výrobku

velikost

kód SÚK

ks/bal.



**AURUM® Xtra SPLACHOVATELNÝ KOLOSTOMICKÝ  
SÁČEK MAXI s manukovým medem béžový, XMHFL519**

19-50 mm

**5002484**

30

**Plně hrazeno ZP**

[www.ja-zdravotnickepotreby.cz](http://www.ja-zdravotnickepotreby.cz)