

Aurum[®]

s manukovým medem



Manukový med je od nepaměti spojován se životní silou a pevným zdravím.

Napomáhá regulovat záněty, regeneruje buňky, má antibakteriální účinky.



Unikátní manukový med z Nového Zélandu je certifikovaný pro lékařské účely. Díky laboratorně ověřeným léčivým účinkům se řadí k tomu nejlepšímu, co nám příroda může nabídnout.*

Seznamte se s pomůckami







řady Aurum[®] a Aurum[®] Plus pro urostomiky

Jednodílný systém

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
 AURUM[®] UROSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem béžový XMHUL513	13-55 mm	5002941	10
Plně hrazeno ZP			
 AURUM[®] PLUS UROSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem béžový X1U1E23S	13-55 mm	5015031	10
Plně hrazeno ZP			
 AURUM[®] PLUS UROSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem průhledný X1U1E33S	13-55 mm	5015032	10
Plně hrazeno ZP			
 AURUM[®] PLUS UROSTOMICKÝ SÁČEK MAXI s manukovým medem černý X1U1E13S	13-55 mm	5015033	10
Plně hrazeno ZP			

Dvoudílný systém

Název výrobku	velikost	kód SÚKL	ks/bal.
 AURUM[®] UROSTOMICKÝ SÁČEK 2D s manukovým medem béžový, kroužek 55 mm XMH2U155	55 mm	5003019	10
Plně hrazeno ZP			
 AURUM[®] URO PODLOŽKA 2D s manukovým medem kroužek 55 mm XMH2UF513	13-50 mm	5002996	5
Plně hrazeno ZP			
 AURUM[®] CONVEX PODLOŽKA 2D s manukovým medem kroužek 55 mm XMH2NF513	13-35 mm	5002993	5
Plně hrazeno ZP			
 STERIWUND SÁČEK URINÁLNÍ s křížovou výpustí limit 15 ks měsíčně	2.000 ml spojovací hadice 90 cm	5005226	1
Plně hrazeno ZP			

Výrobce - Welland Medical

Výhradní distributor a bezplatná zásilková služba: **J+A zdravotnické potřeby, spol. s r.o.**
Malé náměstí 104, 337 01 Rokycany, tel/fax: 371 727 305, **volejte zdarma: 800 100 644**

e-mail: info@ja-zdravnickepotreby.cz

Navštivte stránky www.ja-zdravnickepotreby.cz

J+A zdravotnické potřeby

VEGA98
PROPAGACE A MARKETING

Všechny produkty označené[®] jsou ochranné známky registrované a patří společnosti CliniMed (Holdings) Limited.

Aurum[®]
s manukovým medem

*Mnoho odborných studií v angličtině o účincích manukového medu lze nalézt také ve veřejně dostupných zdrojích na internetu.

Welland Medical

Zlepšovatelé v péči o stomie

Jednodílný systém

Jednodílný urostomický systém je velmi diskrétní. Podložka sáčku je samolepicí. Je tvořena z hydrokoloidu, do kterého je přidán manukový med a tím chrání pokožku okolo vývodu.

Jednodílný sáček se mění denně nebo individuálně. Při výměně se sáček lehce sejme a nalepí se nový. Naše nejmodernější sáčky jsou velmi jemné, měkké a diskrétní, přičemž jejich zadní část pohodlně přiléhá k tělu.

- **Vylepšený textilní potah sáčku**
- **Diskrétnost a pohodlí** – sáček je zakončen měkkou a bezpečnou výpustí s oválným profilem, kterou lze napojit na jakýkoliv sběrný urinální sáček. Výpust můžete ohnout a zasunout do poutka na zadní straně sáčku.
- **Samolepicí podložka sáčku je tvořena z hydrokoloidu**, do kterého je přidán manukový med a tím chrání pokožku okolo vývodu.
- **Jednodílný sáček se mění denně nebo individuálně.** Při výměně se sáček lehce sejme a nalepí se nový.

Aurum[®] Plus

+ **Nový tvar podložky** – podložka ve tvaru „plus“ zamezuje riziku podtékání, díky čemuž se můžete cítit sebevědomě po celý den.

+ **Barevný výběr** – na výběr máte nyní 3 barvy sáčku: průhlednou, béžovou a decentní černou.



Všechny vyobrazené produkty jsou registrovaným zdravotnickým prostředkem určeným pacientům se stomií. Stomické sáčky jednodílné i dvoudílné slouží k zachycování stolice nebo moči. Stomické podložky využívá dvoudílný systém, kdy se sáček správné velikosti nasadí na přírubu podložky s hydrokoloidním lepem. Konkrétní užití a správný výběr pomůcky určuje ošetřující lékař nebo stomická sestra. Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.

Dvoudílný systém

Nová řada Aurum[®]2 s manukovým medem zahrnuje nové a vylepšené funkce 2D systému.

- **Šetrný k pokožce.** Osvědčený hydrokoloid Hyperflex[®] s manukovým medem výrazně podporuje a zlepšuje hojení kůže v okolí stomie.
- **Bezpečný systém.** Vylepšený dvojitý bezpečnostní systém umožňuje upevnění sáčku pomocí lepícího kroužku i přídržného pásku.
- **Snadné odstraňování.** Úchytka pomáhá k snadnému odstranění sáčku od podložky.
- **Možnost výběru mezi rovnou a convex podložkou** podle Vaší individuální potřeby.
- **Sáček je opatřen zpětnou klapkou**, která má za úkol udržet tekutinu v jeho spodní části. Minimalizuje tím riziko močových infekcí.
- **Sáček je zakončen měkkou a bezpečnou výpustí** s oválným profilem, kterou lze připojit na jakýkoliv sběrný urinální sáček
- **Výpust můžete ohnout a zasunout do poutka** na zadní straně sáčku - sáček je více diskrétní



Podložky řady Aurum[®] 2D je možné kombinovat s veškerými dvoudílnými sáčky příslušné velikosti.

